

Sicurezza in Aeroporto »

SICUREZZA **IN AEROPORTO**

Volo »

Insulina/Altri Dispositivi »


Focalizziamo la nostra attenzione sul microinfusore di insulina. Milioni di persone ogni giorno e in tutto il mondo salgono a bordo di aerei. Che sia per affari o per piacere, sappiamo bene che non si può prendere alcun volo senza prima passare attraverso i controlli di sicurezza, e moltissimi sono i viaggiatori che indossano un dispositivo medico.

Servizio Holiday Pump »

Quindi, quali sono le regole? Le regole variano da Paese a Paese, ma in genere:



Se stai usando un microinfusore di insulina, **puoi effettuare i controlli di** sicurezza senza scollegarlo.



Tuttavia, è importante che informi l'agente, che esegue il controllo, della presenza del microinfusore prima di iniziare la procedura.



Puoi richiedere eventualmente di essere sottoposto ad un controllo manuale invece della scansione con immagini.



Il controllo può essere eseguito mediante tecnologia per immagini, metal detector o controllo manuale.

Se indossi un microinfusore di insulina Medtronic e un dispositivo per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM), puoi passare attraverso un body scanner di un aeroporto? La risposta è no.



Medtronic non indica come sicura per il microinfusore di insulina e i dispositivi CGM questa tecnologia.


Ti suggeriamo di rimuovere il microinfusore di insulina e i dispositivi CGM (sensore e trasmettitore), se in aeroporto ti viene chiesto di passare attraverso un body scanner. Se preferisci non rimuovere i dispositivi, puoi richiedere in alternativa il controllo manuale. Se rimuovi il microinfusore di insulina e il dispositivo CGM, non far passare i dispositivi attraverso i raggi X come alternativa.

Puoi passare con il microinfusore di insulina e il dispositivo CGM attraverso il metal detector all'interno di un aeroporto?




La risposta è sì. I microinfusori di insulina sono progettati per sopportare la normale interferenza elettromagnetica, compreso passare attraverso un metal detector.











Infine, per quanto riguarda l'insulina e altri dispositivi bisogna tener presente alcuni ulteriori aspetti: Per imbarcarti con siringhe e altri dispositivi di erogazione di insulina, devi portare un flaconcino di insulina con un'etichetta farmaceutica che identifica



chiaramente il medicinale. Non conservare mai l'insulina nel bagaglio in stiva perché può essere esposta a temperature estreme (spesso temperature di congelamento), che possono modificarne l'efficacia. Portare il glucagone nel suo contenitore originale, con l'etichetta farmaceutica.



Imbarcarsi con lancette pungidito è consentito se le lancette pungidito sono protette con un cappuccio e se sono trasportate insieme al glucometro con il nome del produttore presente sul glucometro.



materiale consumabile (es. sensori, set d'infusione, serbatoi di insulina), non metterli tutti nel bagaglio in stiva. Tenendo almeno due o tre ricambi con te, ti assicuri di poter continuare la terapia con microinfusore nel caso in cui il tuo bagaglio non arrivi a destinazione insieme a te.

Se devi viaggiare per un lungo periodo di tempo e hai diverse quantità di



VOLO

di abitudini e livelli di attività, degli orari dei pasti e del tipo di alimenti consumati, possono influire sulla gestione del diabete.

ASSISTENZA

HOLIDAY PUMP

normali problematiche legate ai viaggi, quali stress, cambiamenti di fuso orario,

Durante il volo è importante controllare la glicemia più frequentemente ed essere preparati per effettuare correzioni terapeutiche, se necessario. Le



NOI SIAMO SEMPRE **AL TUO FIANCO**



Nota: Il programma Holiday Pump include solo i microinfusori di insulina ma non i glucometri o i dispositivi CGM.


prestito deve essere restituito a Medtronic al rientro a casa.

Il programma Medtronic Holiday Pump consente di disporre di un microinfusore di insulina di scorta durante i viaggi. Il dispositivo in

Tre settimane prima della partenza del tuo viaggio, contatta il nostro numero verde (800 601 122) per conoscere le condizioni per poter fruire del servizio di assistenza Holiday Pump.







Per informazioni dettagliate su istruzioni per l'uso, indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili eventi avversi, consulta il manuale del dispositivo. Tutti i contenuti di questa guida sono ad uso esclusivamente informativo e in nessun caso devono sostituire la consultazione delle istruzioni per l'uso del dispositivo o il parere, la diagnosi o il trattamento prescritti dal medico. Consultarsi sempre con il proprio medico per informazioni relative a diagnosi e trattamenti ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medico. Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali danni causati, o presumibilmente causati, direttamente o indirettamente, dalle informazioni contenute in questa guida.

UC202112316a IT © 2021 Medtronic. Tutti i diritti riservati.